

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

オットーボック モジュラー車いす

Otto Bock Modular Wheel Chairs




オットーボック・ジャパン株式会社

〒108-0023 東京都港区芝浦 4-4-44 横河ビル 8F Tel: 03-3798-2111 Fax: 03-3798-2112

www.ottobock.co.jp

\*写真はイメージです。



# Otto Bock Modular Wheel Chairs

## オットーボック・モジュラー車いす

車いすの選択に一番大切なことは、使用者の身体に合っていることです。身体に合っていないと、正しい姿勢が取れなくなります。正しい姿勢が取れない車いすでは、動きを妨げたり疲れやすくなるのはもちろんのこと、座り続けることにより、変形や褥瘡などの二次障害や循環器系などにも影響を及ぼす可能性があります。

モジュラー車いすは使用者にあわせてサイズを調整できる機能をもった車いすです。また、使用者の身体状態や生活環境が変わっても調整することで、同じ車いすを再び使用者に合わせる事が可能です。

### M シリーズ モジュラー車いす

**M2: 成人の方など、座幅 35.5 cmから対応できるスタンダードモデルです。(¥125,000 ~)**



**仕様：(カラーはシルバーとアイスブルーになります)**

パッケージ① / ③：写真の仕様になります。(サイズにより選択)

パッケージ② / ④：写真の仕様にドラムブレーキがつきます。

(サイズにより選択)

パッケージ⑤：写真に仕様に背角度調整機能がつきます。

パッケージ⑥：写真の仕様にドラムブレーキと背角度調整機能がつきます。



#### 介助用ドラムブレーキ

ドラムブレーキが付いても、ワンタッチでホイールの取り外しができるクイックリリース機能が付いていますので、折りたたみの際など、手軽にホイールが取り外せます。



#### 背角度調整機能

ワンタッチで0° ~ 30° まで角度調整可能です。股関節の可動域に制限のある方や一時的に姿勢を変える方などに便利です。

**M4: 身体の大きな方用です。耐荷重 160kg, 座幅 58cmまで対応。(¥180,000 ~)**



**仕様：**

基本は写真の仕様になります(M2のパッケージ①と同様)が、1枚式のフットプレートなど身体状況や使用環境に合わせて別途ご相談ください。

\* 記載の仕様は予告無く変更する場合があります。



#### 大きなサイズ

M2の機能をそのままにさらに剛性と耐久性が高めた、市場に例を見ない大型モジュラー車いすです。

**M3: 外に張り出したキャスター(オフセットキャスター)等、足こぎをされる方に最適です。(¥145,000 ~)**



**前座高 36.5cm から・・・**

足こぎの方に使いやすいように、床面からの高さをM2よりも低く設定することができます。使用者の「漕ぎやすさ」にあわせて高さを調整することも可能です。



#### オフセットキャスター

少し外側に張り出したキャスターは、キャスターが旋回してもフレームの内側のスペースに入り込まない為、足回りのスペースが広くとれ、足漕ぎをする場合、キャスターが邪魔になることはありません。

**仕様：**

M2と同様のパッケージの種類からご選択ください。

**M6: 身体の小さな方やお子様向けです。座幅 38cmまで対応。(¥180,000 ~)**



**仕様：(カラーはトラフィックイエローとシグナルレッドになります)**

パッケージ① / ③：写真の仕様になります。(サイズにより選択)

パッケージ②：オプションパーツが少ないバージョンです。別途お問い合わせください。

### アバンギャルドVR シリーズ

## Avantgarde VR Series

より多くの機能を求める方にお勧めです。

身体の小さな方から成人の方までのモデルを用意しています。

15色のフレームカラー選択と多彩なオプションから使用者の身体と用途にあわせてご選択ください。



\* 仕様及び詳細はオットーボック・ジャパンもしくは販売店までお問い合わせください。

