

Osso Bock[®]

QUALITY FOR LIFE



肘関節装具

Elbow Supports

エピフォルサ プラス 50A3

エルボーサポート 9015

Product Information

肘関節装具 エピフォルサ プラス【50A3】

新製品



解剖学的な立体形状のパッド

このユニークな形状により、必要な部位をしっかりと押さえることができます。

- 上腕骨外側上顆または内側上顆の腱付着部へ適度に圧迫しながら本体バンドで締め付けることができます。
- 本体には、左右それぞれのパッドの位置決めするためのラインがプリントされていますので、最適な位置に調整することができます。
- 本体にはプラスチックの芯材が内蔵されており、立体的にしっかりとフィットする構造となっています。またループにした状態から腕を通し、簡単に装着することができます。



肘関節装具 エルボーサポート【9015】



製品規格

各製品は下記のサイズ表からお選び下さい。

発注品番	右左/サイズ
50A3	左右兼用
9015=U	フリーサイズ

《サイズの測り方》

イラストのように肘関節から約5cmの前腕の周径で23.0～31.0cmまでの調整が可能



肘関節から5cm

お問い合わせ先

製品の取扱いにつきましては、義肢装具製作所までお問い合わせください。

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.co.jp

〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F

TEL:03-3798-2111(代表) FAX:03-3798-2112

- 本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- 各製品は、付属の取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 本カタログの内容は2010年3月現在のものです。