

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



膝関節固定帯

Genu Immobil

ゲニュー インモビル

8060 伸展位用 / 8062 軽度屈曲位用

Product information


2タイプ（伸展位、軽度屈曲位）のフルアジャスタブル機能つき膝関節固定帯



8060 ゲニューインモビル 0°（伸展位用）



8062 ゲニューインモビル 20°（軽度屈曲位用）



■ 幅広い適応周径

「本体」と左右の「ステー内蔵パーツ」が完全に取り外しできるため、大腿部と下腿部の周径差が大きい場合などにも幅広い範囲にて対応が可能です。

■ 幅広い適応周径

膝蓋骨部の細い「ストラップベルト」を利用して、冷却パックの固定が簡単にできます。

■ 幅広い適応周径

肌に触れる内側には、吸汗性に優れた綿パイル生地を採用しています。皮膚に優しく、手洗いも可能です。

製品規格

各製品は下記のサイズ表からお選び下さい。

製品 No.		種類	製品全長 (mm)	規格	
ゲニューインモビル 0°	ゲニューインモビル 20°			大腿最大周径 (cm)	下腿最大周径 (cm)
8060=S	8062=S	S	400	43.0 ~ 76.0	35.0 ~ 60.0
8060=M	8062=M	M	500	47.0 ~ 84.0	35.0 ~ 60.0
8060=L	8062=L	L	600	49.0 ~ 88.0	38.0 ~ 66.0
8060=XL	8062=XL	XL	700	51.0 ~ 92.0	38.0 ~ 66.0

《 サイズの測り方 》

大腿部と下腿部の最大周径を測ります。
※左右兼用です。

お問い合わせ先