

Otto Bock[®]

QUALITY FOR LIFE



頸椎装具

Necky Color

ネッキー カラー

50C20 / 50C30

Product Information



頸椎装具
ネッキー カラー【50C20】



頸椎装具
ネッキー カラー フォルテ【50C30】



芯材にポリエチレンシート(1mm厚)で補強

- ソフトタイプの『ネッキー カラー』は、頸椎の保護・固定を目的としています。
- 『ネッキー カラー フォルテ』は、さらに芯材にポリエチレンシート(1mm厚)で補強し、支持力を高めています。
- あごや咽頭部分にはくぼみを持たせた解剖学的形状で、頸部にフィットしやすい形状です。
- 芯材となる発泡素材は、柔らかいだけでなく支持性もあるため、快適で優しい着け心地です。
- カバー素材にはマイクロファイバーを採用していますので、肌触りも非常に優れています。
- サイズは、首周り周径37~50cmの方に適応し、高さは8cmと10cmから選択できます。
- 手洗いでのお手入れが可能です、清潔に保てます。


製品規格

各製品は下記のサイズ表からお選び下さい。

製品 No.		色	規格
ネッキー カラー	ネッキー カラー フォルテ		高さ (cm)
50C20=8-0	50C30=8-0	オフホワイト	8
50C20=10-0	50C30=10-0		10

《サイズの測り方》

イラストのように首の高さを測り、サイズを選択します。
首周りの周径は37cm~50cmまでの調整が可能です。



お問合せ先

製品の取扱いにつきましては、義肢装具製作所までお問い合わせください。

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.co.jp
〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F
TEL:03-3798-2111(代表) FAX:03-3798-2112

- 本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- 各製品は、付属の取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 本カタログの内容は2010年2月現在のものです。