

OAO Bock®

QUALITY FOR LIFE



肩関節内旋位 腕つり装具 / 肩関節外転位 腕つり装具

# Omo Immobil Sling

オモ インモビル スリング

50A8 内旋用 / 50A9 外転用

Product Information

**肩関節内旋位 腕つり装具  
オモ インモビル スリング【50A8】**



- 肩関節を内旋位に保持するための腕つりです。
- 一般的な腕つりとしても使用できます。
- 左右兼用で、面ファスナーにより肩とウエストのベルトの長さの調整が簡単に行えます。

**肩関節外転位 腕つり装具  
オモ インモビル スリング アブダクション【50A9】**



- 肩関節を15° 外転位に保持するための腕つりです。
- 外転用パッドを外して内旋位用としても使用することができます。
- 左右兼用で、面ファスナーにより肩とウエストのベルトの長さの調整が簡単に行えます。

**製品規格**

各製品は下記のサイズ表からお選び下さい。

製品 No.		種類	規格
オモ インモビル スリング	オモ インモビル スリング アブダクション		前腕長(cm)
50A8=S	50A9=S	S	29.0 ~ 32.0
50A8=M	50A9=M	M	32.0 ~ 36.0
50A8=L	50A9=L	L	36.0 ~ 40.0

※左右兼用

《サイズの測り方》

イラストのように前腕長(肘頭～MP関節)の長さを測り、サイズを選択します。



**お問い合わせ先**

製品の取扱いにつきましては、義肢装具製作所までお問い合わせください。

**オットーボック・ジャパン株式会社** [www.ottobock.co.jp](http://www.ottobock.co.jp)  
〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F  
TEL:03-3798-2111(代表) FAX:03-3798-2112

- 本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- 各製品は、付属の取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 本カタログの内容は2009年10月現在のものです。