

## ネックカラー

## 【50C20】


## 頸椎カラー

ソフトタイプの頸椎カラー『ネックカラー』は、頸椎の保護・固定を目的としています。あごや咽頭部分にはくぼみを持たせた解剖学的形状で、頸部にフィットし易い形状です。

芯材となる発泡素材は柔らかいだけでなく支持性もあるため、快適で優しい着け心地を提供します。カバー素材にはマイクロファイバーを採用していますので、肌触りが非常に優れています。サイズは、首周り周径37～50cm共通で高さ8cmと10cmから選択できます。



商品 No.	色	規格
		高さ (cm)
50C20=8-0	オフホワイト	8
50C20=10-0		10



### 《サイズの測り方》

イラストのように首の高さを測り、サイズを選択します。首周りの周径は37cm～50cmまでの調整が可能です。

### 《特徴》

- 優しくソフトな着け心地
- 高さ8cmと10cmの2サイズ展開

## ネックカラー フォルテ


## 【50C30】

## 頸椎カラー

『ネックカラー』の芯材にポリエチレンシート(1mm厚)で補強し、支持力を高めたタイプです。快適な装着だけでなく、安定感も得られます。



商品 No.	色	規格
		高さ (cm)
50C30=8-0	オフホワイト	8
50C30=10-0		10



### 《サイズの測り方》

イラストのように首の高さを測り、サイズを選択します。首周りの周径は37cm～50cmまでの調整が可能です。

### 《特徴》

- 快適な装着感と安定性の両立
- 高さ8cmと10cmの2サイズ