


EVA製インソール用ブロック

EVA製インソール用ブロックは、スイスにて開発されたCAD/CAMによるオーダーメイドインソール製作システム『SWISS COMFORT(スイス コンフォート)』の機械切削に適した独自の配合となっています。

通常の切削加工の場合でも、容易に加工ができ、仕上がりも滑らかなインソール用素材です。

《特徴》

- 素材は全て静電気防止加工を施しています。静電気により切削ゴミが機器などに付着し難くなっています。
- 硬度と素材の組み合わせにより、4種類のブロックを用意しています。
- ノーマルタイプは7サイズ、ハイブリッドタイプは3サイズから選択することができます。
- ブロックは切削し易いように、前足部(全長1/3の距離)にテーパを設けた形状です。
- 足底中心がわかるよう前後の中心位置に突起の目印を設けています。(赤丸部分)



1. ノーマルタイプ

汎用的に使用される際にお勧めのノーマルタイプです。日常生活から軽度の運動まで幅広い用途に対応できます。

柔らかく履き心地の良い『Sports(青)』と、硬めで安定感のある『Comfort Soft(黒)』の2種類の素材タイプがあります。それぞれ7サイズのブロックより選定することができます。

【商品番号：OD6-EVA35】

《 Sports (青) 》
硬度35(軟)



【商品番号：OD6-EVA45】

《 Comfort Soft (黒) 》
硬度45(硬)



2. ハイブリッドタイプ

異なる2種類の硬度のEVA素材を組み合わせたタイプです。イエロー部分が足のアーチやヒールをしっかりとサポートし、スポーツなどハードな動きへの対応が求められる場合に適しています。

硬度の低いソフトタイプ(オレンジ/イエロー)と硬度の高いハードタイプ(グリーン/イエロー)の2種類の素材タイプがあります。それぞれ3サイズのブロックより選択できます。

【商品番号：OD6-EVA-AD】

《ソフトタイプ》

オレンジ部分：硬度30

イエロー部分：硬度45




【商品番号：OD6-EVA-GP】

《ハードタイプ》

グリーン部分：硬度45

イエロー部分：硬度55



商品規格

インソール材は下記のサイズ表からお選び下さい。全て1ペアからのご注文となります。

50ペア以上のご注文につき、1ペアに1枚、『SWISS COMFORTロゴ入り納品用パック』をお付けしています。

商品番号	タイプ	サイズ	全長	最大厚み	テーパ厚み
OD6-EVA35=P30	Sports (青)	30	20cm	29mm	10mm
OD6-EVA35=P35		35	23cm		
OD6-EVA35=P38		38	25cm		
OD6-EVA35=P40		40	26.5cm		
OD6-EVA35=P42		42	28cm		
OD6-EVA35=P45		45	30cm		
OD6-EVA35=P50		50	33cm		
OD6-EVA45=P30	Comfort Soft (黒)	30	20cm		
OD6-EVA45=P35		35	23cm		
OD6-EVA45=P38		38	25cm		
OD6-EVA45=P40		40	26.5cm		
OD6-EVA45=P42		42	28cm		
OD6-EVA45=P45		45	30cm		
OD6-EVA45=P50		50	33cm		
OD6-EVA-AD=P38	Orange30/ Yellow45 (オレンジ/ イエロー)	38	25cm		
OD6-EVA-AD=P42		42	28cm		
OD6-EVA-AD=P46		46	31cm		
OD6-EVA-GP=P38	Green45/ Yellow55 (グリーン/ イエロー)	38	25cm		
OD6-EVA-GP=P42		42	28cm		
OD6-EVA-GP=P46		46	31cm		