

ゲニュ アレクサ 専用サービスパーツ

膝装具(硬性)『ゲニュ アレクサ』に別売のサービスパーツをご用意しました。ユーザーの方の使用状況に応じてご活用ください。

※注)サービスパーツは、すべて受発注対応となります。




Click 2 Go!

■ サービスパーツセット【29K110】

全ての交換用パーツが一式になったセットです。該当するサイズを選択してください。MとL、XLとXXLは共通となります。

商品 No.	種類		セット内容
29K110=R-S	右	S	<ul style="list-style-type: none"> ・29K108 インナーパッド 大腿用1枚・下腿用1枚 ・29Y184 ストラップベルトパッド(マイクロフック付):2本 ・脛骨パッド:1個 ・170D20 クイックリリースロック カン:2個 ・29K94 Yフックセット(6枚入り):1式 ・29K91 ストラップベルト(6本入り):1式 ・29K106 コンダイルパッド:2個 ・29K107 コンダイルバスケットセット:1式 (リングスペーサープレート4枚、コンダイルプレート2枚) ・29K86 ROM調整チップセット:1組 伸展制限:6°・10°・20°・30°・45° (つまみ形状:正方形)
29K110=R-M/L		M/L	
29K110=R-XL/XXL		XL/XXL	
29K110=L-S	左	S	<ul style="list-style-type: none"> ・29K86 ROM調整チップセット:1組 伸展制限:6°・10°・20°・30°・45° (つまみ形状:正方形) ・屈曲制限:6°・10°・20°・30°・45°・60°・75°・90° (つまみ形状:円形) ・屈曲ストッパーチップ:1組 ・29Y188 プラスチックリベット上:12~16個入り ・29Y189 プラスチックリベット下:12~16個入り
29K110=L-M/L		M/L	
29K110=L-XL/XXL		XL/XXL	



■ インナーパッドセット【29K108】

該当するサイズを選択してください。
MとL、XLとXXLは共通のサイズとなります。
大腿用と下腿用が各1枚ずつのセットです。
1セット単位の発注となります。



商品 No.	種類	
29K108=R-S	右	S
29K108=R-M/L		M/L
29K108=R-XL/XXL		XL/XXL
29K108=L-S	左	S
29K108=L-M/L		M/L
29K108=L-XL/XXL		XL/XXL

■ ストラップベルトパッド【29Y184】

下腿用は30mm幅、大腿用は40mm幅に対応します。1m単位からの発注となり、マイクロフックが付属しています。



商品 No.	種類
29Y184=30	30mm x 1m
29Y184=40	40mm x 1m

■ クイックリリースロック カン【170D20】

38mm幅(大腿用)のベルト幅に対応する専用のカンです。1個単位の発注となります。



商品 No.	種類
170D20	38mm幅

■ Yフックセット【29K94】

1から6までのナンバリングされたYフックのセットです。



商品 No.	種類
29K94	6枚セット

■ ストラップベルトセット【29K91】

大腿用2本と下腿用4本のセットです。
1セット単位の発注となります。



商品 No.	種類
29K91	6本セット

■ コンダイルパッド【29K106】

1個単位の発注となります。



商品 No.	種類
29K106	1個

■ コンダイルバスケットセット【29K107】


コンダイルプレート2枚とリングスペーサープレート4枚のセットです。
1セット単位の発注となります。



商品 No.	種類
29K107	1セット

■ ROM調整チップセット【29K86】

1組セット単位の発注となります。
※内容の詳細は【29K110】をご参照下さい。



商品 No.	種類
29K86	1セット

■ プラスチックリベット【29K109】

29Y188と29Y189の1組のセットです。
1セット単位の発注となります。



商品 No.	種類
29K109	1セット