







Shoulder Orthoses Series 肩関節装具製品シリーズ

製品名	ショルダーサポート	アクロコンフォート	オモ インモビル スリング	オモ インモビル スリング アブダクション	オモ インモビル	オモ インモビル ローテーション
	7126	5055	50A8	50A9	50A10	50A11
機能・特徴						
保温	■					
圧迫	■	□				
安定・保護	□	■				
腕つり			■	□		
内旋位固定			■	□		
外転位固定:0°					■	■
外転位固定:15°				■	■	■
外転位固定:30° /60° /90°					■	■
外旋位固定:0°					■	■
外旋位固定:10° /20° /30°					□	■

■ 主な機能 □ 補助機能・パーツの交換による機能

各製品の取扱につきましては、義肢装具製作所までお問合せください。

Shoulder Orthoses Series 肩関節装具製品シリーズ

OAO Bock®

QUALITY FOR LIFE

ショルダーサポート



肩関節保温・圧迫

製品 No.	種類	規格
		上腕周径(cm)
7126=XS	XS	24.0 ~ 28.0
7126=S	S	28.0 ~ 32.0
7126=M	M	32.0 ~ 35.0
7126=L	L	35.0 ~ 38.0
7126=XL	XL	38.0 ~ 42.0

※上腕周径：上腕最大周径

アクロ コンフォート



肩関節保護・安定

製品 No.	種類	規格
		上腕周径(cm)
5055=XS	XS	24.0 ~ 28.0
5055=S	S	28.0 ~ 32.0
5055=M	M	32.0 ~ 35.0
5055=L	L	35.0 ~ 38.0
5055=XL	XL	38.0 ~ 42.0

※上腕周径：上腕最大周径

オモ インモビル スリング



肩関節内旋位保持用
腕つきとしても使用可能

製品 No.	種類	規格
		前腕長(cm)
50A8=S	S	29.0 ~ 32.0
50A8=M	M	32.0 ~ 36.0
50A8=L	L	36.0 ~ 40.0

※前腕長：肘頭～MP 関節長さ

オモ インモビル スリング アブダクション



肩関節軽度外転位保持
外転：15°
パッドを取り内旋位用として使用可能
腕つきとしても使用可能

製品 No.	種類	規格
		前腕長(cm)
50A9=S	S	29.0 ~ 32.0
50A9=M	M	32.0 ~ 36.0
50A9=L	L	36.0 ~ 40.0

※前腕長：肘頭～MP 関節長さ

オモ インモビル



肩関節外転位保持
外転：0/15/30/60/90°
専用パーツを付属して外旋用としても
使用可能

製品 No.	種類	規格
		身長(cm)
50A10=S	S	150.0 ~ 165.0
50A10=M	M	165.0 ~ 175.0
50A10=L	L	175.0以上

オモ インモビル ローテーション



肩関節外転・外旋位保持
外転：0/15/30/60/90°
外旋：10/20/30°

製品 No.	種類	規格
		身長(cm)
50A11=R-S	右	S 150.0 ~ 165.0
50A11=R-M		M 165.0 ~ 175.0
50A11=R-L		L 175.0以上
50A11=L-S	左	S 150.0 ~ 165.0
50A11=L-M		M 165.0 ~ 175.0
50A11=L-L		L 175.0以上

お問い合わせ先