

製品名	ネックカラー	ネックカラー フォルテ	ドルソアレクサ	ドルソオステオケア	ドジEQ ポスチャーサポート	ドジEQ SI
	50C20	50C30	28R140	50R20	1068	1079
機能・特徴						

芯材にポリエチレンシート(1mm厚)で補強

頸部 保護	■	■				
頸部 固定	□	■				
胸部 姿勢保持					■	
胸腰部 姿勢保持				■		
体幹 支持			■	■		
体幹 伸展位固定			■			
腰背部 保護						■
腰背部 支持						■

■ 主な機能 □ 補助機能

各製品の取扱につきましては、義肢装具製作所までお問合せください。

ネック カラー

頸部の保護・固定



受注品番	サイズ	適用範囲
	高さ (cm)	首周り周径 (cm)
50C20=8-0	8	37.0~50.0
50C20=10-0	10	

ドルソ アレクサ

ジュエツトタイプ胸椎装具
(胸椎・恥骨・背面の3点支持)
体幹の支持
体幹の伸展位固定



受注品番	サイズ	適用範囲
		ウエスト周径 (cm)
28R140	フリー	60.0 ~ 150.0

※製品高さ調整範囲：37.0 ~ 60.0cm

ドジ EQ ポスチャーサポート

胸部の姿勢保持



受注品番	サイズ	適用範囲 (洋服サイズ)	
		男性用	女性用
		1068=XS	XS
1068=S	S	XS-S	5-7号
1068=M	M	S-M	9-11号
1068=L	L	M-L	13-15号
1068=XL	XL	L-XL	17-19号

※ドジ EQ SIと背部で面ファスナーにより上下連結して使用することができます。

ネック カラー フォルテ

頸部の保護・固定
芯材補強付



受注品番	サイズ	適用範囲
	高さ (cm)	首周り周径 (cm)
50C30=8-0	8	37.0~50.0
50C30=10-0	10	

ドルソ オステオ ケア

テラータイプ胸椎装具
胸腰部の姿勢保持
体幹の支持



受注品番	サイズ	適用範囲
		体幹A-B間距離 (cm)
50R20=S	S	39.0 ~ 42.0
50R20=M	M	42.0 ~ 44.5

※ A：第7頸椎から3cm下、B：臀溝より2cm下

ドジ EQ SI

腰背部の保護・支持



受注品番	サイズ	適用範囲
		ウエスト周径 (cm)
1079=XS	XS	56.0-64.0
1079=S	S	64.0-72.0
1079=M	M	72.0-80.0
1079=L	L	80.0-90.0
1079=XL	XL	90.0-100.0

※ドジ EQ ポスチャーサポートと背部で面ファスナーにより上下連結して使用することができます。

お問合せ先

製品の取扱いにつきましては、義肢装具製作所までお問い合わせください。