

Otto Bock[®]

QUALITY FOR LIFE



手関節装具シリーズ

Wrist Supports

マニユ リューマ フレックス 4024

マニユ 3D 4142 / マニユ 3D ベーシス 4143

マニユ 3D ステアブル 4145 / マニユ 3D ポレックス 4146

Product Information

Wrist Supports

手関節～前腕部分を中心にサポートするために、
支持性とフィット性を兼ね備えた製品群は、用途

マニユ リューマ フレックス【4024】



- ソフトな肌触りと簡易な操作性が特徴です。片手で操作しやすいように、本体をスリーブ構造にし、折返しストラップを採用しています。またストラップは、操作時にカンより抜けにくい工夫が施されています。

マニユ 3D【4142】



- 拇指のループが固定されている手関節装具です。手掌側の立体ステーにより、機能肢位を保持します。また、3D立体縫製により、本体のフィット性を高めています。

マニユ 3D ベーシス【4143】



- 拇指の調整ループにより、可動調整が可能な手関節装具です。機能肢位の保持と3D立体縫製によるフィット性が得られます。
(拇指部分は4142よりトミングが広がっています。)

マニユ 3D ステーブル【4145】



- 他のタイプより全体長が約3cm長く、ステーも幅広く設計されています。さらに、手関節ストラップを周回させることで手関節の動きを抑制し、高い支持性が得られます。
拇指は固定ループですが、トミングを広くし、拇指の動きを妨げにくい構造になっています。

マニユ 3D ポレックス【4146】



- 拇指CM関節部分にはサポート支持体(スパイラルステー)が内蔵されているため、「マニユ 3D」、「マニユ 3D ベーシス」よりさらに、拇指CM関節と手関節を含む前腕部までの支持性が得られます。

※2010年4月より発売

手関節装具シリーズ

5タイプの製品バリエーションをご用意しています。

や目的に応じて幅広く対応することができます。

■ 各製品の特徴

フィット性と支持性の特徴により、5タイプの製品を使い分けていただくことができます。以下のマトリックスを参照し、目的に応じた製品を選択してください。

	本体の特徴		支持方法			
	構造	素材	拇指	手関節～前腕	立体樹脂ステー	
【4024】 マニユ リューマ フレックス	スリーブ タイプ	(表側)やわらかい伸縮素材 (肌側)ソフトな肌触りのマイクロファイバー素材	調整ループ (面ファスナー付) 	・4本の折返しストラップ ・全体を包み込むような支持 	硬さ:ソフト 幅24×長さ165mm 	
【4142】 マニユ 3D	3D立体 オープン タイプ	(表側) コシのある強めの伸縮素材 (肌側) 生地と肌との接触面積を小さくし快適性を高めるドット加工 	固定ループ 	・3本の幅広いストラップ ・手掌、手関節、前腕をしっかり支持 	硬さ:ミディアム 幅24×長さ165mm 	
【4143】 マニユ 3D ベース			調整ループ (面ファスナー付) 			
【4145】 マニユ 3D ステーブル			固定ループ 	・3本の幅広いストラップ ・手関節を周回ストラップでさらにしっかりと支持 		硬さ:ミディアム 幅28×長さ195mm 
【4146】 マニユ 3D ポレックス			調整ループ (面ファスナー付) スパイラルステー内蔵 	・3本の幅広いストラップ ・手掌、手関節、前腕をしっかり支持 		

製品規格

下記のサイズ表からお選び下さい。

発注品番					右左/ サイズ	適用範囲
マニユ リューマ フレックス 	マニユ 3D 	マニユ 3D ベース 	マニユ 3D ステーブル 	マニユ 3D ポレックス New 		手首周径(cm)
4024=R-XS	4142=R-XS-0	4143=R-XS-0	4145=R-XS-0	4146=R-XS-0	右	XS 14.0～15.0
4024=R-S	4142=R-S-0	4143=R-S-0	4145=R-S-0	4146=R-S-0		左 15.0～16.0
4024=R-M	4142=R-M-0	4143=R-M-0	4145=R-M-0	4146=R-M-0		M 16.0～17.0
4024=R-L	4142=R-L-0	4143=R-L-0	4145=R-L-0	4146=R-L-0		L 17.0～18.5
4024=R-XL	4142=R-XL-0	4143=R-XL-0	4145=R-XL-0	4146=R-XL-0		XL 18.5～20.0
4024=R-XXL	4142=R-XXL-0	4143=R-XXL-0	4145=R-XXL-0	4146=R-XXL-0		XXL* 20.0～22.0
4024=L-XS	4142=L-XS-0	4143=L-XS-0	4145=L-XS-0	4146=L-XS-0	左	XS 14.0～15.0
4024=L-S	4142=L-S-0	4143=L-S-0	4145=L-S-0	4146=L-S-0		S 15.0～16.0
4024=L-M	4142=L-M-0	4143=L-M-0	4145=L-M-0	4146=L-M-0		M 16.0～17.0
4024=L-L	4142=L-L-0	4143=L-L-0	4145=L-L-0	4146=L-L-0		L 17.0～18.5
4024=L-XL	4142=L-XL-0	4143=L-XL-0	4145=L-XL-0	4146=L-XL-0		XL 18.5～20.0
4024=L-XXL	4142=L-XXL-0	4143=L-XXL-0	4145=L-XXL-0	4146=L-XXL-0		XXL* 20.0～22.0

*XXLサイズは受発注のお取り寄せになります。

《サイズの測り方》

イラストのように手首の周径を測ります。



お問い合わせ先

製品の取扱いにつきましては、義肢装具製作所までお問い合わせください。

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.co.jp

〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F

TEL:03-3798-2111(代表) FAX:03-3798-2112

- 本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- 予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合があります。あらかじめご了承ください。
- 各製品は、付属の取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
- 本カタログの内容は2010年3月現在のものです。