

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



モジュラーパーツKIT

2R120/2R121/2R105/2R122

オットーボックのパーツのみで義足を製作する
それは...「信頼性」「耐久性」「確実性」
を組み上げること

Product Information



オットーボック社による義足のモジュール化とピラミッドシステムの開発は、ユーザーと義肢製作に携わる全ての方に大きなメリットを与えました。

- ・義足製作の簡略化
 - ・生産効率のアップ
 - ・アライメント調整が容易
 - ・耐久性の向上
 - ・パーツのみの交換が可能
 - ・パーツの選択肢の増加・・・などなど、
- 従来のシステムでは難しかった多くの不可能が可能になりました。現在では世界中の義肢パーツメーカーがこのシステムを採用し、構造上は様々なメーカーのパーツを組み合わせることも可能となっています。

しかし、オットーボックでは

『全てのパーツをオットーボックのみで組み立てることをお勧めしています』

Question オットーボックだけで組み合わせると、どんなメリットが...？

Answer 1 異音・ガタの発生を防止

ピラミッドシステムは、厳密にはメーカー毎で若干の違いがあります。ピラミッドの傾斜、ピラミッドレシーバーのカーブ形状などが異なるのです。異なる製品を使用した場合、締め込みのネジが面で接することができず、十分な固定ができない場合があります。これは、小さなガタ、異音の発生に繋がります。



Answer 2 機能低下や早期破損を防止

ターンテーブルやトーションアダプターなど、特殊な機能を内蔵したアダプター類を他社製品と組み合わせると、十分な機能が発揮できなかったり、早期の破損に繋がる危険があります。

モジュラーKIT のご紹介


- ・安心のパーツ選択をサポート
- ・パーツの選択が容易
- ・注文の簡略化
- ・コストダウン（単品で購入するより約10%OFF）

チタン製 KIT セット内容
2R120 2R121



4R52
クランプ
アダプター

2R37
チューブ
アダプター



4R100
ラミネーション
アンカー




4R52
クランプ
アダプター

2R37
チューブ
アダプター



アルミ製 KIT セット内容
2R105 2R122



4R69
クランプ
アダプター

2R50
チューブ
アダプター



4R68
ラミネーション
アンカー



4R69
クランプ
アダプター

2R50
チューブ
アダプター



Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE

オットーボック・ジャパン株式会社 www.ottobock.co.jp

〒108-0023 東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F

TEL:03-3798-2111(代表) FAX:03-3798-2112

お問い合わせ先