

TFアダプトライナー(6Y80)

今まで本当にご不便おかけしました
ご要望に応え、断端長に合わせて選択可能なカット済レンタル品をご用意しました！
*サイズ合わせのみならず採型にもご使用頂けます。
*レンタルご希望の際は裏面の専用依頼用紙をご利用下さい。



大腿専用
軟部組織を
しっかり固定

完成用部品
認可製品

- 特殊な表面加工により、シリコーンによる皮膚の引っ張りを軽減、さらっとした感触で快適
- 全面縦方向に強化繊維を埋め込むことで、縦方向の懸垂性と横方向への伸びを実現
- 外装布表面の特殊加工により横方向のみ強い摩擦抵抗を発生させ、回旋を抑制

1. さらさら表面加工

6Y70シリコーンジェルライナーと同様の表面加工を採用。
充分な懸垂性を保ちながら、シリコーンが皮膚に与える負荷を軽減します。

2. 強化繊維によるピストン運動の抑制

縦方向に伸びない繊維を埋め込むことで、軟部組織の多い大腿部でもピストン運動を最小限に抑え、また横方向へは自由に伸びます。

3. 耐久性の高い外装布

外装布は表面の加工によって、縦方向には摩擦抵抗が低く、横方向には抵抗が高くなっています。ソケット装着する際には簡単に入り、回旋方向には動きにくい構造です。
また、耐久性が非常に高い布を使用していることで、ピン懸垂だけでなくキスキット(4R160=1)による懸垂にも対応できます。

*キスキットの詳細はProduct Note No.020をご参照下さい。
*オットーボックの外装布は耐久性が高いため通常のハサミでは切断が困難です。6Y80を含む外装布付きライナーには専用ハサミ719S20をご使用下さい。



キスキット4R160=1使用例



ライナーはさみ719S20

6Y80 レンタル専用依頼用紙

* 必要事項を全てご記入の上、下記FAX番号まで送信して下さい。

* 弊社スタッフより折り返しご連絡致します。

FAX : 03-3798-2112

①ご希望のサイズを選択して下さい

* 断端末から近位4cmの周径をもとに選択して下さい。

- 280mm 300mm 320mm 340mm 360mm
 380mm 380mm 400mm 420mm 450mm
 500mm 550mm

②ご希望の長さを選択して下さい

* サイズによってはご希望の長さが用意出来ない場合もあります。近い長さをご用意します。

- 15cm 20cm 25cm

③ユーザーの断端長 : _____ cm

④ご希望納期 : _____ 月 _____ 日着希望

⑤義肢製作施設情報

製作施設名 : _____

ご担当者名 : _____

電話番号 : _____

FAX番号 : _____

その他連絡事項