

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE



Squiggles Stander

生後8ヶ月から10ヶ月ほどになるとお子様には立ち上がるために、いろいろな物につかまり、両足に体重をかける動作をし始めます。スクイーグル スタンダーは、立ち上がることにに対して補助が必要なお子様に対して、毎日の生活の中で、身体が「立つ」ポジションをとるために補助するためのシステムです。立位の姿勢は、「骨や関節の強化」や「骨の成長や形成の促進」さらに循環機能サポートするなど、お子様の発達に多くの利点をもたらします。スクイーグルスタンダーは、そのような成長過程にあるお子様に必要となるサポートを発達の早期から補助できるシステムです。



Otto Bock Kids

LECKEY®

Designed by Leckey®

オットーボック・ジャパン株式会社

東京都港区芝浦4-4-44 横河ビル8F · Phone: 03 3798-2111 · Fax 03 3798-2112 · www.ottobock.co.jp

Squiggles Stander

スクイグル スタンダー



- 骨盤、体幹、下腿部、足部の保持がそれぞれ個別にできます。
- 骨盤や体幹の高さ、幅、奥行き、角度がそれぞれ、個別に調整することが可能です。
- すべての保持装置はセンターの支柱と接続されています。
- センターの支柱は取り外しが簡単に行える為、油圧式のベースやイーゼルベースなどの差し替えが可能です。また、ベースは折りたたみが可能です。
- 支柱に付随している目盛りはお子様の成長や状態により、セッティングを変える際、また他のお子さまと一緒に使用する際などに目安となります。
- フットレストを逆にし、ヘッドレストを取り外すことでスーパインのポジションとプローンのポジションの両方のセッティングが可能です。



油圧式のベースをご使用頂くことで、プローン、スーパインのポジションからほぼ水平のポジションまで取ることが可能です。

テクニカルデーター スクイグル スタンダー

耐荷重.....	22 kg
対象年齢.....	1 - 5 才
身長.....	75 cm ~ 111 cm
サポート範囲 (フットプレートから腋窩まで).....	55 cm ~ 82 cm
体幹幅.....	16 cm ~ 23 cm
臀部幅.....	16 cm ~ 23 cm
背屈角度.....	10°
底屈角度.....	10°
トレイの高さ - プローン時 (フットプレートからトレイの接続部まで).....	55.5 cm ~ 82.5 cm
トレイの高さ - スーパイン時 (フットプレートからトレイの接続部まで).....	48 cm ~ 82.5 cm
油圧式ベース.....	90° ~ 170°
イーゼルベース.....	90° ~ 110°



シートカバー カラー

Otto Bock®

QUALITY FOR LIFE