

オットーボック 車いす・シーティング ラインナップ 2018



車いす

アクティブ



ゼニート

フレームタイプ	フォールディング
座幅	32cm - 46cm
耐荷重	120kg
価格	¥480,000 ~

カーボンフレームと独自の折りたたみ機構を組み合わせた、オットーボックの新しいフラッグシップモデル。



アバンギャルド4

フレームタイプ	フォールディング
座幅	32cm - 52cm
耐荷重	140kg
価格	DS : ¥260,000 ~ / DV : ¥280,000 ~

リジッドフレームのような剛性感を持ったアクティブタイプのモジュラー車いす。シンプルなフレームのDS、フットサポートの着脱が可能なDVがあります。



アバンギャルドXXL2

フレームタイプ	フォールディング
座幅	46cm - 62cm
耐荷重	180kg
価格	¥300,000 ~

ラインナップ最大の耐荷重と座幅で、大柄なユーザーでも安心して使用できます。豊富なオプションで、様々な用途に使用できます。



ベントス

フレームタイプ	リジッド
座幅	28cm - 50cm
耐荷重	100kg / 140kg (座幅 : 46-50cm)
価格	¥155,000 ~

シンプルでありながら機能的な設計で、お求めやすい価格を実現した、リジッドフレームのエントリーモデルです。

スタンダード



M2

フレームタイプ	フォールディング
座幅	38cm - 50.5cm
耐荷重	130kg
価格	¥170,000 ~

モジュラー車いすのスタンダード。背角度調整機能やドラムブレーキなどのオプション機能があり、自走・介助の両面で使いやすい車いすです。



M4

フレームタイプ	フォールディング
座幅	45.5cm - 58cm
耐荷重	160kg
価格	¥180,000 ~

耐荷重160kg、最大座幅58cmの大型モジュラー車いすです。自走・介助に使いやすい機能が標準装備となっています。

小児製品

バギー



キンバ ネオ

	サイズ 1	サイズ 2
座幅	19cm - 31cm	24cm - 40cm
耐荷重	40kg	
価格	標準フレーム : ¥360,400 ~ 呼吸器フレーム : ¥580,200 ~	

呼吸器搭載にも対応した、スタイリッシュな高機能バギー。
* 座位保持装置完成用部品

歩行器



キッドウォーク

	サイズ 1	サイズ 2
適応身長 (目安)	80 - 110cm	100 - 140cm
耐荷重	30kg	41kg
価格	¥385,100 ~	¥441,600 ~

お子様の自然な重心移動を活用し、ハンズフリーの歩行をサポートする新しい歩行器。屋内外での使用が可能で、お子様の生活の幅と様々な可能性を広げます。

バスチェア



ロビー バスチェア

	サイズ 1	サイズ 2
耐荷重	30kg	60kg
価格	¥90,000 ~ (税別)	

コンパクトで軽量なバスチェア。座面が低く入浴にも最適です。シートとバックサポートは角度調整が可能で、様々な座り方、使い方が可能です。* 日常生活用具 入浴補助具

スポーツ

車いす



マルチスポーツ

座幅	30cm / 35cm / 40cm / 45cm
耐荷重	75kg / 100kg
価格	¥100,000

車いすスポーツをより身近に。様々なアクティビティに対応できる、エントリーモデルのスポーツ用車いすです。リーズナブルな価格設定で、施設備品としても最適です。

その他

クッション



クラウド

耐荷重	250kg
厚み	11cm
価格	¥57,200 (税別)

特殊流動体「フローム」を使用し、最適なクッション形状と安定性を生み出す高性能クッションです。「フロームセル」の配置を変えて、カスタマイズも可能です。
* 座位保持装置完成用部品

アクセサリ



ヘッドサポート

頭部・頸部のサポートを目的としたヘッドパッドと取付金具です。最適なサポートに合わせて選べるパッドと、様々なベースフレームに対応した金具を組み合わせ、それぞれのケースに適したヘッドサポートを作ることができます。
* 座位保持装置完成用部品



アームサポート

上肢の機能的な支持で、より安定した座位姿勢をサポートするためのパーツです。上肢のサイズと状態に合わせてパッドの大きさと形状を選択できるほか、ポジションを調整できる「エレベーターユニット」もご用意しています。
* 座位保持装置完成用部品



ホイールブレード

装着可能キャスター幅	20mm - 60mm
装着可能キャスター径	80mm - 200mm
価格	¥25,500 (税別)

車いすやバギーの前輪キャスターに取り付け、快適な雪上移動を可能にする「ホイールブレード」。ワンタッチで着脱できます。

オットーボック社について

オットーボック社は、第一次世界大戦で負傷した多くの方々に義肢を提供するため、1919年にベルリンで創業しました。現在では、義肢・装具・車いす、リハビリテーション機器などの開発 / 製造 / 販売を行うとともに、義肢のテクノロジーにおける世界的なリーダーとして認められています。現在 50 カ国にグループ会社を擁し、140 カ国以上に製品供給をしています。



Passion for Paralympics

私たちオットーボックは、企業理念の一環として、長年にわたり障害者スポーツを支え続けてきました。その目的は、障害と共に生きる人々を、スポーツや様々な活動によって新しい人生の希望を手に入れた優れたアスリート / ロールモデルとして、世の中に紹介することです。この精神は、1988年のソウル大会より続くパラリンピックの修理サポートという形で表れています。2016年のリオ大会では、29カ国から集められた100人のスタッフが、のべ14,500時間 / 2,400件に及ぶ修理を行いました。2005年からは国際パラリンピック委員会（IPC）のワールドワイドパートナーとなり、2020年の東京大会までのサポート契約が結ばれています。



お問い合わせ先

- ・本カタログの内容は2018年7月現在のものです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とでは、色などに違いがある場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ・各製品は、付属の取扱説明書を必ずお読みになってからご使用ください。
- ・本カタログの内容を転載する場合には弊社までご連絡ください。
- ・お取り扱いに関しては、お近くの補装具製作所 / 取扱販売店などにお問い合わせください。