

Ventus (ベントス)

リジット モジュラー 車いす

折りたたみ式の車いすから固定フレームに乗り換えたいとお考えの方、剛性の高い車いすをお探しの方に。

剛性の高い固定（リジット）式フレームの車いすは、軽く漕ぐことができます。

コンパクトなフレームは狭い室内でも優れた操作性を発揮します。


モジュラー式のため、利用者の方々の身体や、生活環境の変化に適合させることができます。

Quality for life



フレームカラー

標準カラー



オプションカラー



テクニカルインフォメーション

座幅	28 - 44cm (2cm 刻み)
座奥行	30 - 50cm (2cm 刻み)
重量	約 10.4kg~
前座高	45 - 54cm
後座高	33 - 53cm
バックサポートの高さ	30 - 50cm (2.5cm 刻み)
フットサポートの高さ	17cm~
耐荷重	100kg
キャスター	3" / 4" / 5" / 6"
ホイール	22" / 24" / 25"
全幅	45 - 54cm
全長	59 - 98cm

* オプションやホイールなどの選択により、設定可能値に制限がでる場合がありますのでご了承ください。

価格：155,000 円 ~

お問い合わせ先