

手関節装具 [硬性]

マニユ インモビル (50P10)

マニユ インモビル ロング (50P11)

1. 軽量の硬質発泡素材を使用


ステンレスの芯材を内蔵し、軽量かつしっかりとした支持性が得られます。

2. 洗濯可

パッドおよびベルトは手洗いが可能なため、常に清潔に保つことができます。

3. 指先まであるマニユ インモビル ロング

必要に応じ選んでいただけます。



Quality for life

適応

- ◉ 変形性手関節症
- ◉ 手根管症候群
- ◉ 脱臼
- ◉ 亜脱臼
- ◉ 捻挫
- ◉ 外傷後および手術後

手関節装具 [硬性]

マニュ インモビル (50P10)
マニュ インモビル ロング (50P11)

マニュ インモビル (50P10)

マニュ インモビル ロング (50P11)



◆ 特長


手関節を軽度背屈位 10°~20°の機能的な肢位で保持します。
50P11は50P10 マニュ インモビルの支持体が指先まであり、共に面ファスナーにより一人での着脱が容易です。

◆ お客様の声

- ・とても軽量で扱いやすい
- ・肌に接触するパッド面は通気性も良く快適
- ・本体全てが手洗いでできるので清潔



硬質発泡素材の本体



通気性とクッション性に優れた素材 SpaceTex®

◆ 左右兼用：ストラップの方向を簡単に変更

3
ステップ



- 1 カバーを取外します。
- 2 向きを変えたいストラップを抜きます。
- 3 ストラップを逆方向に入れ直し完了です。

◆ 試用用デモ機

装着効果やサイズの確認にご使用いただけるよう全サイズをご用意しています。


- * 右のサイズ表を参考にサイズ選択してください。
- * 義肢装具製作施設からのお貸出しとなります。

◆ 製品サイズ (マニュインモビル)

発注品番	サイズ
50P10	フリー
	- 左右兼用

◆ 製品サイズ (マニュインモビル ロング)

サイズの測り方



イラストのように手掌の長さを測ります。

発注品番	サイズ	適用範囲
		手掌長さ (cm)
50P11=M	M	~18
50P11=L	L	18~
		- 左右兼用



ホームページ



フェイスブックでオットーボック製品や活動などご紹介！

検索サイトまたは QR コードからご覧いただけます。

製品名 製品番号



フェイスブック QR コード



お問合わせ先

- ・本カタログの適応は海外で認可されたものです。
- ・本カタログは医師または義肢装具士などの医療従事者向けです。
- ・予告なく製品の仕様やデザインが変更になることがあります。
- ・カタログの写真と実際の製品とは、色などに違いがある場合があります。
- ・本カタログの内容は 2018 年 4 月現在のものです。

オットーボック・ジャパン株式会社 〒108-0023 東京都港区芝浦 4-4-44 横河ビル 8F
www.ottobock.co.jp TEL 03-3798-2111 (代表) FAX 03-3798-2112